



MACS® Bleach Solution

Order no. 130-093-663

Contents

1. Description

1.1 Reagent information

1.2 Informationen zum Reagenz

1.3 Information du réactif

1.4 Informazioni sul reagente

1.5 Información del reactivo

1. Description

Components 1000 mL MACS® Bleach Solution:
Decontamination solution for use with the autoMACS™ Pro Separator, the autoMACS Separator, and the MACSQuant™ Analyzer.

Storage Store at room temperature. The expiration date is indicated on the bottle label.

1.1 Reagent information

Decontamination solution for use with the autoMACS Pro Separator, the autoMACS Separator, and the MACSQuant Analyzer.

Components:

- sodium hypochlorite solution with 1% active chlorine
- 0.8% sodium hydroxide



Xi (irritant)
R:36/38
S: 26

Irritating to eyes and skin. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

1.2 Informationen zum Reagenz

Desinfizierende Lösung zur Verwendung im autoMACS Pro Separator, im autoMACS Separator und im MACSQuant Analyzer.

Zusammensetzung:

- Natriumhypochloritlösung mit 1% aktivem Chlor
- 0.8% Natriumhydroxid



Xi (reizend)
R:36/38
S: 26

Reizt Augen und Haut. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und einen Arzt konsultieren.

1.3 Information du réactif

Solution de décontamination pour l'autoMACS Pro Separator, l'autoMACS Separator et le MACSQuant Analyzer.

Composition:

- hypochlorite de sodium avec 1% de chlore actif
- 0.8% hydroxyde de sodium



Xi (irritant)
R:36/38
S: 26

Irritant pour les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux laver abondamment et immédiatement avec de l'eau et consulter un médecin.

1.4 Informazioni sul reagente

Soluzione ad azione disinfettante per autoMACS Pro Separator, autoMACS Separator e MACSQuant Analyzer.

Composizione:

- soluzione ipoclorite di sodio con cloro attivo 1%
- 0.8% idrossido di sodio



Xi (irritante)
R:36/38
S: 26

Irritante per gli occhi e la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

1.5 Información del reactivo

Solución descontaminante para su uso en autoMACS Pro Separator, en autoMACS Separator y en MACSQuant Analyzer.

Composición:

- solución de hipoclorito sódico con 1% cloro activo
- 0.8% hidróxido sódico



Xi (irritante)
R:36/38
S: 26

Irrita los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos lavarlos inmediatamente con agua abundante y acudir al médico.



All protocols and data sheets are available at www.miltenyibiotec.com.

Warranty

The products sold hereunder are warranted only to be free from defects in workmanship and material at the time of delivery to the customer. Miltenyi Biotec GmbH makes no warranty or representation, either expressed or implied, with respect to the fitness of a product for a particular purpose. There are no warranties, expressed or implied, which extend beyond the technical specifications of the products. Miltenyi Biotec GmbH's liability is limited to either replacement of the products or refund of the purchase price. Miltenyi Biotec GmbH is not liable for any property damage, personal injury or economic loss caused by the product.

MACS is a registered trademark and autoMACS and MACSQuant are trademarks of Miltenyi Biotec GmbH.

Copyright © 2008 Miltenyi Biotec GmbH. All rights reserved.